

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Gnb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62879

Número do item: CM0010726



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho GNB2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com GNB2 humano, de rato e camundongo, uma subunidade beta da proteína G envolvida na sinalização transmembrana. Ideal para pesquisa de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho GNB2
Observações/Apêndice	SSS4, HG2C1, NEDHYDF, GNB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2783
ID do Gene	2783
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do GNB2 humano (P62879)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62879
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de Gelo