

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnt-V/Mgat5 Para Wb E Elisa - Q09328

Número do item: CM0013663



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GNT-V/MGAT5 (GlcNAc-T V), validado para WB e ELISA. Detecta espécies humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de biossíntese de N-glicanos, sinalização celular, adesão e migração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNT-V/MGAT5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GNT-V; GNT-VA; MGAT5A; glcNAc-T V; GNT-V/MGAT5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4249
ID do Gene	4249
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 627-741 do GNT-V/MGAT5 humano (NP_002401.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q09328
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo