

Anticorpo Policlonal Anti-Golga1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92805

Número do item: CM0017044

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GOLGA1 (golgin-97) humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de tráfego golgiense e transporte de E-caderina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOLGA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	golgin-97; GOLGA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2800
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da GOLGA1 humana (NP_002068.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92805
Peso Molecular	88kDa
Envio	Bolsa de gelo