

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gpd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43304

Número do item: CM0009446

introdução

A CamelBio fornece Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-GPD2 (P43304) de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta GPD2 humano e de rato, uma glicerol-3-fosfato desidrogenase mitocondrial essencial para a detecção de glicose pelas células beta pancreáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra GPD2
Observações/Alcunha	GDH2; GPDH; mGDH; mGPDH; GPD2
Espécie	Humana
ID do Gene	2820 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-325 da GPD2 humana (NP_000399.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	P43304
Peso da Proteína	81 kDa
Transporte	Bolsa de gelo