

Anti-Gpr108 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Npr9

Número do item: CM0020990

introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-GPR108 (LUSTR2) para WB e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre o complexo de Golgi e transdução por AAV. SWISS: Q9NPR9.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR108 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LUSTR2; GPR108
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56927
GeneID	56927
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-260 do GPR108 humano (NP_001073921.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPR9
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo