

Anticorpo Policlonais Anti-Gpr32 Para Wb, Elisa - 075388

Número do item: CM0023288

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPR32 humano (DRV1/RVDR1) para Western blot e ELISA. Reatividade cruzada validada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR32 Rabbit pAb
Observações/Alias	DRV1; RVDR1; GPR32
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2854
GeneID	2854
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GPR32 humano (NP_001497.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075388
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo