

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpr82 Para Wb, Elisa - Q96P67

Número do item: CM0019111

introdução

Investigue o receptor acoplado à proteína G órfão 82 com este anticorpo policlonal de coelho. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de receptores de membrana celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR82 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GPR82
Espécie	Humano
GeneID	27197 (Humano)
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GPR82 humano (NP_543007.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96P67
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo