


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Gpx2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18283

Número do item: CM0014193



introdução

O GPX2 Rabbit pAb detecta GPX2 humano, de rato e de camundongo (P18283) via WB, IHC-P, ELISA. Imunógeno recombinante, validado para aplicações de pesquisa em redox e GI. Otimizado para estudos da função da glutathiona peroxidase 2 em tecidos hepáticos e gastrointestinais, este anticorpo policlonal garante detecção confiável em múltiplos formatos de ensaio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPX2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GPRP; GPx-2; GI-GPx; GPRP-2; GPx-GI; GSHPx-2; GSHPx-GI; GPX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2877
GeneID	2877
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-180 da GPX2 humana (NP_002074.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18283
Peso Proteico	22kDa
Envio	Bolsa de Gelo