


Anti-Gpx7 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q96SI4

Número do item: CM0025979



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-GPX7 validado para WB e ELISA. Detecta GPX7 humano, de camundongo e de rato, uma peroxidase de tiol do RE envolvida na homeostase redox e na dobra oxidativa de proteínas. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPX7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GPX6; CL683; GPx-7; NPGPx; GSHPx-7; GPX7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2882
GeneID	2882
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-187 do GPX7 humano (NP_056511.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96SL4
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo