

## Anticorpo Policlonais Anti-Gria3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42263

Número do item: CM0016209

### introdução

GRIA3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra GRIA3 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Ele detecta GRIA3 humano, de camundongo e rato, um receptor de glutamato seletivo para AMPA de 101 kDa envolvido na transmissão sináptica excitatória. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Descrição                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | GRIA3 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelidos | GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GRIA3                                                           |
| Espécie              | Humano                                                                                                                      |
| GeneID               | 2892                                                                                                                        |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-490 da GRIA3 humana (NP_000819.3). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS                | P42263                                                                                                                      |
| Peso da Proteína     | 101kDa                                                                                                                      |
| Transporte           | Saco de gelo                                                                                                                |