

Anticorpo Policlonal Anti-Grm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13255

Número do item: CM0017533



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GRM1 humano (receptor metabotrópico de glutamato 1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência sobre plasticidade sináptica e sinalização do SNC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MGLU1; SCA44; GPRC1A; MGLUR1; SCAR13; PPP1R85; GRM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2911
ID do Gene	2911
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 920-1140 do GRM1 humano (NP_001264993.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13255
Peso da Proteína	132 kDa
Transporte	Saco de gelo