

Anticorpo Policlonal Anti-Grm8 Para Wb E Elisa - 000222

Número do item: CM0028162



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor de glutamato metabotrópico 8 (GRM8). Validado para Western blot e ELISA, reage com espécie humana, detecta proteína de ~102 kDa. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRM8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GLUR8; mGlu8; GPRC1H; MGLUR8; GRM8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2918
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GRM8 humano (NP_000836.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00222
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo