

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gsdmc Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byg8

Número do item: CM0016185

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GSDMC de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com GSDMC humano e de camundongo, uma proteína formadora de poros de 58 kDa envolvida em piroptose. Adequado para estudar vias de morte celular mediadas por gasdermina-C.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSDMC Rabbit pAb
Observações/Apelido	MLZE; GSDMC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56169
GeneID	56169
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da GSDMC humana (NP_113603.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BYG8
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em saco de gelo