


Anti-Gsdmd (Comprimento Total + Terminal C) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9D8T2

Número do item: CM0004086



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-GSDMD (Comprimento Total + Terminal C) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA em camundongo. Ideal para estudar piroptose, sinalização do inflamassoma e formação de poros da gasdermina D.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSDMD (Comprimento Total + Terminal C) Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apelido	DF5L; M2-4; Dfna5L; Gsdmd-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	79792
ID do Gene	69146
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9D8T2
Peso Proteico	53 kDa
Remessa	Saco de Gelo