


## Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Gsk-3A/B Para Ihc-P, Elisa - P49840 / P49841

Número do item: CM0021056



### introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a GSK-3 $\alpha$ / $\beta$  humana e de camundongo (P49840/P49841) para aplicações de IHC-P e ELISA. Útil em estudos sobre sinalização Wnt, metabolismo do glicogênio, doença de Alzheimer e autofagia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GSK-3 $\alpha$ / $\beta$ Rabbit pAb             |
| Observações/Apelido | GSK3B; gsk-3 $\beta$ ; GSK-3 $\alpha$ / $\beta$ |
| Espécie             | Humana                                          |
| ID do Gene (Humano) | 2931/2932                                       |
| ID do Gene          | 2931/2932                                       |
| Imunógeno           | Proteína recombinante                           |
| Origem              | Coelho                                          |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                          |
| Aplicação           | IHC-P, ELISA                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                              |
| SWISS               | P49840/P49841                                   |
| Peso da Proteína    | 46 kDa/48 kDa                                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                                   |