


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gspt1 Para Wb, Elisa - P15170

Número do item: CM0019817



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GSPT1 humano (ERF3A) para WB e ELISA. Detecta GSPT1 humano, de camundongo e de rato. Relevante para estudos de terminação da tradução e decaimento mediado por mutação sem sentido.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GSPT1 Rabbit pAb
Observações/alias	GST1; ETF3A; eRF3a; 551G9.2; GSPT1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	2935
ID do gene	2935
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 138-420 de GSPT1 humano (NP_001123478.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P15170
Peso da proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo