


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtf2A1 Para Wb E Elisa - P52655

Número do item: CM0025831



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GTF2A1 humano (subunidade 1 do TFIIA) para Western blot e ELISA. Detecta uma proteína nuclear de 42kDa envolvida no complexo de iniciação da transcrição pela RNA polimerase II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TF2A1; TFIIA; TFIIAL; TFIIA-42; GTF2A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do GTF2A1 humano (NP_056943.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P52655
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em saco de gelo