


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtf2B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00403

Número do item: CM0022791



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GTF2B de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com GTF2B humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de iniciação de transcrição e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2B pAb de Coelho
Observações/Apelido	TF2B; TFIIIB; GTF2B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2959
GeneID	2959
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-154 de GTF2B (NP_001505.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00403
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo