


Anticorpo Policlonal Anti-Gtf2E1 Para Wb, If, Elisa - P29083

Número do item: CM0016649



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GTF2E1 humano, validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Imunógeno recombinante, aproximadamente 49 kDa. Adequado para pesquisa em transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2E1 Coelho pAb
Observações/Apelido	FE; TF2E1; TFIIE-A; GTF2E1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2960
GeneID	2960
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-439 do GTF2E1 humano (NP_005504.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29083
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo