


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gtf2F2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13984

Número do item: CM0002371



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GTF2F2 humano (TFIIF-beta, RAP30) validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Para pesquisa de iniciação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2F2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	BTF4; RAP30; TF2F2; TFIIF; GTF2F2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2963
GeneID	2963
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GTF2F2 humano (P13984).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13984
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo