


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtpbp4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bze4

Número do item: CM0027715



introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade direcionado a GTPBP4, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Apoia estudos de biogênese ribossomal e sinalização de TP53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTPBP4 Coelho pAb
Observações/Alias	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23560
ID do Gene	23560
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 385-634 da GTPBP4 humana (NP_036473.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZE4
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco de gelo