

Anticorpo Policlonal Anti-Gucy2D Para Wb E Elisa - Q02846

Número do item: CM0028332

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a guanilato ciclase 1 da retina (GUCY2D), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Demonstra reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Apoiar estudos de visão e fototransdução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GUCY2D Rabbit pAb
Observações/Alias	LCA; CACD; CG-E; CYGD; LCA1; RCD2; CACD1; CORD5; CORD6; GUC2D; ROSGC; retGC; CSNB1I; GUC1A4; RETGC-1; ROS-GC1; GUCY2D
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3000
ID do Gene	3000
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-350 da GUCY2D humana (NP_000171.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02846
Peso da Proteína	120kDa
Envio	Gelo reciclável