


Anticorpo Policlonal Anti-Hadhb Para Wb, If/Icc, Elisa - P55084

Número do item: CM0030211



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho HADHB validado para Western blot (WB), Imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade beta da enzima trifuncional mitocondrial (51 kDa), uma enzima chave na beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia longa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HADHB pAb de Coelho
Observações/Apelido	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3032
GeneID	3032
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-270 do HADHB humano (NP_000174.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55084
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de Gelo