

Anticorpo Policlonal Anti-Haus6 Para Wb E Elisa - Q7Z4H7

Número do item: CM0031058



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HAUS6 humano, um componente chave do complexo augmin HAUS. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com espécies humanas e de camundongo. Útil para estudos de mitose e centróssomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAUS6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Dgt6, FAM29A, HAUS6
Espécie Alvo	Humano
ID do Gene	54801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 676-955 do HAUS6 humano (NP_060115.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z4H7
Peso Proteico	109 kDa
Envio	Bolsa de gelo