


Anticorpo Policlonal Anti-Hbb Para Wb, Elisa - P68871

Número do item: CM0014282



introdução

Anticorpo Policlonal Anti-HBB de Coelho validado para WB e ELISA. Visa a subunidade beta da hemoglobina (P68871) em humanos e ratos. Ideal para pesquisas sobre transporte de oxigênio e anemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HBB pAb Coelho
Observações/Apelido	ECYT6; CD113t-C; beta-globina; HBB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3043
GeneID	3043
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 47-147 do HBB humano (NP_000509.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P68871
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo