

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Hdac11 Para Wb, Elisa - Q96Db2

Número do item: CM0024959

introdução

Anticorpo policlonar de coelho de alta qualidade contra HDAC11 humano (SWISS: Q96DB2) validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa epigenética sobre desacetilação de histonas e repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC11 Rabbit pAb
Observações/Alias	HD11; HDAC11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79885
GeneID	79885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-347 da HDAC11 humana (NP_079103.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96DB2
Peso Molecular da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo