

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hdac3 Para Wb, Ip, Elisa - O15379

Número do item: CM0003576



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho HDAC3 validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. A histona desacetilase 3 de 49 kDa (HDAC3) é essencial para a remodelagem da cromatina e o silenciamento gênico. Adequado para pesquisas epigenéticas e de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] HDAC3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8841
GeneID	8841
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 329-428 do HDAC3 humano (NP_003874.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15379
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo