

Anticorpo Monoclonal Anti-Hdac6 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ubn7

Número do item: CM0008905



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a HDAC6 humana (Q9UBN7). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. A desacetilase HDAC6 regula a dinâmica dos microtúbulos, a autofagia e a formação de agressomos, sendo relevante para pesquisa em câncer e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC6 Coelho mAb
Observações/Apelidos	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10013
GeneID	10013
Imunógeno	Pep-tídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da HDAC6 humana (Q9UBN7).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9UBN7
Peso Proteico	131kDa
Transporte	Saco de gelo