


Anticorpo Policlonais Anti-Hdc Para Wb, Elisa - P19113

Número do item: CM0023170



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à histidina descarboxilase humana (HDC, ID do gene: 3067). Validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Para pesquisa na biossíntese de histamina. UniProt: P19113.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDC Rabbit pAb
Observações/Apelido	HDC; histidine decarboxylase
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3067
GeneID	3067
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-249 da HDC humana (NP_002103.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19113
Peso Molecular da Proteína	70kDa/74kDa
Transporte	Saco de gelo