


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hdgf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

Número do item: CM0028776



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HDGF (HMG1L2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para o estudo da repressão transcrricional, atividade mitogênica e funções de ligação à heparina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDGF Rabbit pAb
Observações/Alias	HMG1L2; HDGF
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3068
GeneID	3068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do HDGF humano (NP_004485.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51858
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo