


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hes1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14469

Número do item: CM0003263



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao fator de transcrição humano HES1. Adequado para Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HES1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Espécie	Humano
GeneID	3280
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 181-280 do HES1 humano (Q14469)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14469
Peso Proteico	30kDa
Envio	Bolsa de gelo