


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Hif3A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2N7

Número do item: CM0023804



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra HIF3A (Fator 3-alfa induzido por hipóxia) para Western blot, IF/ICC, ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em hipóxia e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIF3A Rabbit pAb
Observações/Alias	IPAS; MOP7; PASD7; HIF-3A; bHLHe17; HIF3-alpha-1; HIF3A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64344
ID do Gene	64344
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do HIF3A humano (NP_690008.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2N7
Peso Proteico	72kDa
Envio	Bolsa de gelo