


Anticorpo Monoclonal Anti-Histona H2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04908/P0C0S8

Número do item: CM0008546



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Histona H2A humana (P04908/P0C0S8). Validado para WB, IHC-P, ELISA; apresenta reação cruzada com espécies humana, camundongo, rato e outras espécies amplas previstas. Ideal para pesquisas em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra Histona H2A
Observações/Apelidos	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Histona H2A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3012
GeneID	3012/8329
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 da Histona H2A humana (P04908).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato, Outras (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo