


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histona H2Ax Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

Número do item: CM0018439



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Histona H2AX (Humano, Camundongo, Rato) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa de resposta a danos no DNA e biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Histona H2AX pAb Coelho
Observações/Apelido	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histona H2AX
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	H2A
ID do Gene	3014
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Intervalo Previsto)
SWISS	P16104
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo