


## Anticorpo Policlonal Anti-Hk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52790

Número do item: CM0026389



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Hexoquinase-3 (HK3) humana, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta HK3 em amostras humanas, de rato e de camundongo, com uma banda prevista em 99 kDa. Ideal para estudos de glicólise e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HK3 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | HXK3, HKIII, HK3                                                                                                       |
| Espécie             | Humana                                                                                                                 |
| ID do Gene (Humano) | 3101                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da HK3 humana (NP_002106.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                               |
| SWISS               | P52790                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 99kDa                                                                                                                  |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                           |