

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Hlx Para Wb, Elisa - Q14774

Número do item: CM0030233

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-HLX validado para WB e ELISA. Direciona-se à proteína homeobox semelhante a H2.0 humana, envolvida na diferenciação de células Th1. Adequado para pesquisas de embriogênese e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLX Rabbit pAb
Observações/Alias	HB24; HLX1; HLX
Espécie	Humano
GeneID	3142
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14774
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo