

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hmbs Para Wb, Elisa - P08397

Número do item: CM0002090



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HMBS, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com HMBS humana, de rato e camundongo (porfobilinogênio desaminase), uma enzima da biossíntese do heme (UniProt P08397).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMBS mAb de Coelho
Observações/Apelidos	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Espécie	Humana
ID do Gene	3145
Imunogeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do HMBS humano (P08397).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08397
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo