

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hmg20B [Validado Por Ko] Para Wb E Elisa - Q9P0W2

Número do item: CM0021752

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra HMG20B (BRAF35, SMARCE1r). Validado para WB e ELISA; reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre ciclo celular e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMG20B Rabbit pAb [Validado por KO]
Observações/Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; 0B
Espécie	Humana
GeneID	10362
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P0W2
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo