


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hmgcs1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01581

Número do item: CM0029658



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HMGCS1 humano, validado em WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo do colesterol e biossíntese de lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HMGCS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HMGCS; HMGCS1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3157
GeneID	3157
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 241-520 da HMGCS1 humana (NP_002121.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01581
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo