


Anticorpo Policlonais Anti-Hnrnp A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09651

Número do item: CM0025611



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao hnRNP A1 humano (P09651). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Camundongo e Rato. Ideal para pesquisa de splicing, transporte e apoptose de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hnRNP A1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3178
ID do Gene	3178
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-372 da hnRNP A1 humana (NP_112420.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09651
Peso da Proteína	39kDa
Entrega	Saco de gelo