

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Hnrnpa0 Para Wb, Ip, Elisa - Q13151

Número do item: CM0028975

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra HNRNPA0 humano (HNRPA0). Validado para aplicações WB, IP, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRNPA0 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HNRPA0; HNRNPA0
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10949
ID do Gene	10949
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 de HNRNPA0 humano (NP_006796.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13151
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo