


## Anticorpo Policlonal Anti-Hnrnpd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Número do item: CM0018142



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HNRNPD (AUF1) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em biologia do RNA e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HNRNPD Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPD0; HNRNPD                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 3184                                                                                                                      |
| GeneID              | 3184                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-306 do HNRNPD humano (NP_002129.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q14103                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 38kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |