


Anti-Hnrnpd Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14103

Número do item: CM0022908



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HNRNPd (AUF1) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Fundamental para o estudo da degradação de mRNA mediada por elementos ricos em AU e ritmos circadianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRNPd Rabbit pAb
Observações/Apelido	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
Espécie	Humano
ID do Gene	3184 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-306 do HNRNPd humano (NP_002129.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14103
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco com gelo