

Anticorpo Policlonal Anti-Hnrnpl Para Wb, If/Icc, Elisa - P14866

Número do item: CM0026432



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HNRNPL humano, uma proteína de ligação ao RNA envolvida no splicing e regulação transcricional. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de expressão gênica e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRNPL Rabbit pAb
Observações/Apelido	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3191
ID do Gene	3191
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 282-589 do HNRNPL humano (NP_001524.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14866
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo