


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrnpul1 Para Wb, Elisa - Q9Buj2

Número do item: CM0024231



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho HNRNPUL1 para WB e ELISA. Reconhece HNRNPUL1 humano e de rato, um regulador transcricional e proteína de ligação a RNA. Ideal para pesquisa diagnóstica em transcrição e processamento de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRNPUL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	E1BAP5; E1B-AP5; HNRPUL1; HNRNPUL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11100
GeneID	11100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 209-410 do HNRNPUL1 humano (NP_008971.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BUJ2
Peso Proteico	42-96 kDa
Envio	Bolsa de Gelo