

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Homer1 Para Wb, Elisa - Q86Ym7

Número do item: CM0003708

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra Homer1 humano (HOMER, SYN47). Validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Adequado para pesquisas em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Homer1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; Homer1
Espécie	Humano
GeneID	9456
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-220 do HOMER1 humano (NP_004263.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q86YM7
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo