

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hoxa9 Para Wb E Elisa - P31269

Número do item: CM0022422

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator de transcrição homeobox HOXA9 humano. Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas em biologia do desenvolvimento e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-HOXA9
Observações/alias	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3205
ID do gene	3205
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-190 do HOXA9 humano (NP_689952.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P31269
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo