


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P45973

Número do item: CM0018072



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a HP1 alpha/CBX5, aplicável para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA e ChIP. Reconhece HP1 alpha humano, de camundongo e de rato, uma proteína de heterocromatina envolvida na repressão epigenética. Ideal para pesquisa em cromatina e centrômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HP1 alpha/CBX5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23468
GeneID	23468
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-191 da proteína HP1 alpha/CBX5 humana (NP_001120794.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45973
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo