

Anticorpo Policlonais Anti-Hr Para Wb E Elisa - 043593

Número do item: CM0013745

introdução

Imunógeno de proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 200-480 da HR humana. Anticorpo policlonal anti-HR de coelho validado para WB e ELISA; reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de desmetilação de histonas e biologia capilar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AU; MUHH; ALUNC; HYPT4; MUHH1; HSA277165; HR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55806
GeneID	55806
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-480 da HR humana (NP_005135.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43593
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Bolsa de gelo