


Anticorpo Policlonais Anti-Hrh1 Para Wb, Elisa - P35367

Número do item: CM0013014



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor de histamina H1 humano (HRH1). Adequado para aplicações WB e ELISA. Detecta uma proteína de 56 kDa. Ideal para pesquisa em sinalização de GPCR, alergia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HRH1 Rabbit pAb
Observações/Alias	H1R; H1-R; HH1R; hisH1; HRH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3269
ID do Gene	3269
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-340 da HRH1 humana (NP_000852.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35367
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo